





فصل مزيج من المركبات الكيميائية

مقدمة

يتألف المزيج المراد فصله من حمض البنزويك والأسيتانيليد والأسيتون والماء.
يعتمد فصل هذا المزيج على اختلاف الخواص الفيزيائية والكيميائية لمكوناته.
يوضح الجدول التالي الخواص الفيزيائية والكيميائية لكل مكون من مكونات المزيج:

المكون	الخواص الفيزيائية	التصنيف الكيميائي
حمض البنزويك 	مركب صلب أبيض اللون، قليل الانحلال في الماء، ينحل بشكل جيد في الأسيتون، ينصهر بالدرجة $121-122^{\circ}\text{C}$.	حمض كربوكسيلي عطري، مركب حمضي.
الأسيتانيليد 	مركب صلب أبيض رمادي اللون، قليل الانحلال في الماء، ينحل بشكل جيد في الأسيتون، ينصهر بالدرجة $113-114^{\circ}\text{C}$.	أميد عطري، مركب معتدل.
الماء 	سائل شفاف، يغلي بالدرجة 100°C .	مركب معتدل.
الأسيتون 	سائل طيار عديم اللون، مزوج مع الماء، يغلي بالدرجة 56°C .	كيتون أليفاتي، مركب معتدل.

المبدأ

- ✓ المزيغ السابق مزيغ متجانس يتألف من طور سائل (الأسيتون والماء) وطور صلب منحل (حمض البنزويك والأسيتانيليد).
- ✓ نلجأ في البداية إلى فصل الأطوار السائلة عن الأطوار الصلبة المنحلة من خلال تقطير المزيغ حيث يتقطر الأسيتون بداية ثم الماء ويبقى المزيغ الصلب في نهاية العملية ضمن دورق التقطير.
- ✓ يعتمد فصل المزيغ الصلب المتبقي على تحويل حمض البنزويك إلى ملح بنزوات الصوديوم المنحل في الماء وذلك باستخدام محلول كربونات الصوديوم 10%، وفي هذه الحالة لا يتأثر الأسيتانيليد بالمحلول القلوي وباعتبار أنه غير منحل في الماء يمكننا عندئذ فصله عن المحلول المائي للبنزوات من خلال الترشيح، ثم يتم تحرير حمض البنزويك من ملحه بإضافة حمض كلور الماء الممدد.

الأجهزة والأدوات

- دورق تقطير - سدادات فليينية - مكثف - ميزان حرارة - قمع زجاجي طويل الساق - ميجرة - ورق ترشيح - سخانات كهربائية - دوارق مخروطية - منظّمات غليان - ورق عباد الشمس - مجفف كهربائي.

طريقة العمل

- ✓ ضع مزيغ المركبات المراد فصلها في دورق تقطير سعة 125 مل بالاستعانة بقمع زجاجي طويل الساق (تجنباً لانسكاب المزيغ من الشعبة الجانبية لدورق التقطير).
- ✓ أضف للدورق كرات زجاجية صغيرة (لتنظيم عملية الغليان).
- ✓ صل الشعبة الجانبية لدورق التقطير مع مكثف ليبيع المستقيم عبر سدادة فليينية ملائمة.
- ✓ مرر في المكثف تياراً مستمراً من الماء.
- ✓ ابدأ بتسخين المزيغ مستعينا بسخان كهربائي (لأن الأسيتون سائل طيار ولهوب) واضبط درجة حرارته عند 100°C.
- ✓ اجمع قطارة الأسيتون في فيول صغير سعة 100 مل (يتقطر الأسيتون ضمن مجال 50°C - 60°C).
- ✓ قس حجم الأسيتون المتقطر باستخدام ميجرة ملائمة.
- ✓ اجمع القطارة المائية بعد ذلك في فيول صغير سعة 100 مل.
- ✓ بمجرد انتهاء القطارة المائية، يتبقى في دورق التقطير المزيغ الصلب المؤلف من الأسيتانيليد وحمض البنزويك.
- ✓ برد دورق التقطير إلى درجة حرارة المخبر بالهواء الطلق.
- ✓ أضف إلى المزيغ الصلب ببطاً ومع التحريك 20 مل من محلول كربونات الصوديوم 10% حتى ينحل حمض البنزويك بأكمله ويتوقف انطلاق غاز ثاني أكسيد الكربون (بعد كل إضافة يلاحظ حدوث فوران ناجم عن تحرر غاز CO₂).
- ✓ افصل الأسيتانيليد غير المنحل باستخدام ورقة ترشيح عادية مبللة بالماء، وجمع الرشاحة القلوية (الحاوية على بنزوات الصوديوم) في وعاء آخر واحتفظ بها جانبا.

- ✓ اغسل بلورات الأسيتانيليد وهي على ورقة الترشيح بالماء البارد مرتين (5 مل في كل مرة) وذلك لتخليصها من بقايا المادة القلوية، وأضف مياه الغسيل إلى الرشاحة القلوية السابقة.
- ✓ حمض الرشاحة القلوية بـ حمض كلور الماء الممدد 10% حتى يترسب حمض البنزوثيوك بأكمله (افحص pH الوسط بورقة عباد الشمس للتأكد من تحرير كامل الكمية).
- ✓ افصل حمض البنزوثيوك الصلب عن الطور المائي بعملية الترشيح البسيط واغسله وهو على ورقة الترشيح بالماء البارد مرتين (5 مل في كل مرة).
- ✓ جفف المركبات الصلبة المفصولة بالدرجة 80°C ثم زنها.